

Л-200Р

ТУ 32.50.50-943-05795731-2020

Маска медицинская одноразовая Л-200Р



Назначение

Маска Л-200Р, закрывающая нос и рот, предназначена для предупреждения внешнего инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

Применение

Маска Л-200Р применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.

Продолжительность использования маски – не более 8 часов.

Состав

Маска Л-200Р состоит из фильтрующего материала в виде круга, снабженного резиновым шнуром по периметру, носовым зажимом, пластмассовой распоркой и тесьмами оголовья. При подготовке к работе плоская форма маски преобразуется в объемную с помощью резинового шнура. Маска упаковывается в индивидуальный пакет вместе с инструкцией по применению.

Эксплуатационные свойства

- ✓ Универсальный размер, одноразовое применение;
- ✓ Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
- ✓ Плотное прилегание маски к лицу увеличивает ее эффективность;
- ✓ Надевание новой маски должно сопровождаться процедурой дезинфекции рук;
- ✓ После использования маска утилизируется.

Подготовка маски к работе



1. Вытяните концы резинового шнура.
2. Подгоните длину шнура по размеру лица.
3. Закрепите шнур узлом.

4. Наденьте маску на лицо и завяжите тесьмы на теменной части головы.
5. Обожмите концы носового зажима по форме носа.
6. Маска готова к применению. Правильно надетая маска должна плотно прилегать к лицу, но не оказывать давления.

Технические характеристики маски медицинской Л-200Р

Наименование показателя	Значение показателя
Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе и выдохе при объемном расходе 30 дм ³ /мин, Па, не более	42
Коэффициент проницаемости по стандартному масляному туману, %, не более	0,8
Масса, г, не более	12

Гарантийный срок хранения

3 года в упаковке организации-изготовителя с момента изготовления.

Разрешающие документы к использованию

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9848 допускает медицинские маски одноразовые по ТУ 32.50.50-943-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.

Производитель

АО «Сорбент» г. Пермь